

世界初!『着脱式』車いすの緊急避難装置!

常時装着
で安心!

JINRIKI®
じんりき



▶ 市販のほとんどの車いすに装着が可能

『押すだけの車いすから引くこともできる車いすへ』

(押す) + (引く+前輪を浮かせる) = 驚きの操作性

- ▶ 今お使いの車いすにJINRIKI® (じんりき)を装着することで、通常の「押す」という機能に「引く+前輪を浮かす」という機能をプラス
- ▶ 坂道はもちろん、段差や積雪・砂利道・ぬかるみなど、押すだけでは移動が困難な様々な悪路でも、驚くほどスムーズな移動を可能にします



- ▶ 跳ね上げ機能がついているので、けん引バーを設置したままでも乗り降り楽々!

重量▶3250g (本体、パイプ、ジョイント含む)

取付適応サイズ(車椅子幅)▶335~475mm (パイプ外寸法)

全長 縮めた状態▶800mm 伸ばした状態▶1,110mm

※パイプ径が19mm以上25mm以下のSウイングプレート及びLSペーサーはオプションとなります。

〈特徴〉 車いすに装着するだけで坂道・段差・積雪・砂利道等の悪路をスムーズに移動できます。市販のほとんどの車いすに装着可能で、1台の車いすを複数人で介助できます。

簡易装着型けん引式車いす補助装置

JINRIKI® QUICK
じんりきクイック

一時的な
用途に対応



▶ フレームサイズが17~25φの車いすに対応

緊急避難時やアウトドアなど、一時的に必要な場合に任意の車いすにワンタッチで装着可能!省スペースでの備蓄が可能なので、公共施設や避難所の他、介護施設や観光地、交通機関などへの設置もおすすめ。

- ▶ 必要な時に任意の車いすに装着し、ご利用者を安全に介助することができます



- ▶ パーツはたったこれだけ!省スペースでの備蓄が可能



重量▶3000g

取付適応サイズ(車椅子幅)▶380~525mm (パイプ外寸法)

全長 縮めた状態▶800mm 伸ばした状態▶1,180mm

〈特徴〉 簡易着脱式JINRIKI®クイックは、市販のほとんどの車いすに装着が可能です。乗降に便利な跳ね上げ機能はありませんが、JINRIKI®同様に悪路で威力を発揮します。

お問い合わせ

① 介護保険の適用が可能です

TAISコード(福祉用具貸与)

JINRIKI:01399-000001/QUICK:01399-000002

※平成26年1月1日現在

※機種によってお取り付けができない場合があります。

※本製品は予告なしに仕様変更する場合がございます。

着脱式 車いすの緊急避難装置

世界初!

JINRIKI®
じんりき



今お使いの車いす・備蓄されている車いすに装着するだけ。
災害等の緊急避難時に抜群の機動力を発揮!

JINRIKI® (じんりき) は、

その名の通り車いすを「人力車」のように前輪を「浮かせて引く」ことで、坂道はもちろん段差や積雪・砂利道・ぬかるみなど押すだけでは移動が困難な様々な悪路で驚くほどスムーズな移動を可能にします。

防災安全協会
「防災製品等推奨品証」2014年 取得
日本リハビリテーション工学協会
福祉機器コンテスト2014 最優秀賞 受賞

日本発明振興協会
平成25年度 発明大賞 受賞

ワールドビジネスサテライト・トレンドたまご(テレビ東京)
2013年 トレたま年間大賞 受賞

製造及び販売元 株式会社 JINRIKI

JINRIKI®

〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1536

TEL:050-5835-1000 FAX:0265-98-8921

E-Mail:contact@jinriki.asia

<http://www.jinriki.asia/>

JINRIKI

検索